



Descripción del artículo

Número de pedido	60.542.007
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 8 ml, (LxØ): 57 x 16,5 mm, material: PP, fondo plano, transparente, tapón de rosca, neutro, cierre incluido, 1.000 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	no
Tapón	tapón de rosca con junta tórica
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo plano
Volumen de trabajo	8 ml
Centrifugación máx (ACR)	4000 x g

Dimensiones

Diámetro	16.5 mm
Longitud del producto	57 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polipropileno (PP)
Color del cierre	neutro
Material de la junta tórica	Caucho de etileno propileno dieno (EPDM)

Pureza y certificación

Cumple el requisito	IATA
Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1000
unidades / caja	1000
unidades / pallet	42000
Profundidad de la caja	388 mm
Ancho de la caja	378 mm
Altura de la caja	250 mm
Volumen de la caja	0.0367 cbm
Peso del producto	0.0043 kg
Peso de la caja	4.76 kg
EAN de la caja interna	4038917111102
EAN de la caja	4038917013161

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

