



Descripción del artículo

Número de pedido	60.542.324
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 8 ml, (LxØ): 57 x 16,5 mm, material: PP, fondo plano, transparente, tapón de rosca, neutro, cierre montado, estéril, 100 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo plano
Volumen de trabajo	8 ml
Centrifugación máx (ACR)	4000 x g

Dimensiones

Diámetro	16.5 mm
Longitud del producto	57 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	neutro

Pureza y certificación

Cumple el requisito	IATA
Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación con electrones
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	100
unidades / caja	1000
unidades / pallet	36000
Volumen de la caja	0.0436 cbm
Peso del producto	0.0044 kg
Peso de la caja	4.79 kg
EAN de la caja interna	4038917367851
EAN de la caja	4038917367844

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

