



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	60.542.530
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 8 ml, (LxØ): 57 x 16,5 mm, material: PP, fondo plano, transparente, tapón de rosca, sin cierre, 1.000 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo plano
Volumen de trabajo	8 ml
Centrifugación máx (ACR)	4000 x g
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

### **Dimensiones**

Diámetro	16.5 mm
Altura del producto	57 mm
Longitud del producto	57 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto Polipropileno (PP)  
Color del producto transparente

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD  
Con lotes sí

### **Presentación**

Pedido mínimo 1000000  
Tipo de embalaje bolsa  
unidades / caja interna 1000  
unidades / caja 1000  
unidades / pallet 60000  
Volumen de la caja 0.0282 cbm  
Peso del producto 0.0032 kg  
Peso de la caja 3.67 kg  
EAN de la caja interna 4038917111614  
EAN de la caja 4038917013260

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

