



Descripción del artículo

Número de pedido	60.545
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 30 ml, (LxØ): 107 x 25 mm, material: PP, fondo cónico, transparente, tapón de rosca, neutro, cierre montado, estéril, 50 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo cónico
Volumen de trabajo	30 ml
Centrifugación máx (ACR)	8800 x g

Dimensiones

Diámetro	25 mm
Longitud del producto	107 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	neutro

Pureza y certificación

Cumple el requisito	ADR
Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación con electrones
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	50
unidades / caja	500
unidades / pallet	14000
Profundidad de la caja	588 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	255 mm
Volumen de la caja	0.0597 cbm
Peso del producto	0.0113 kg
Peso de la caja	6.31 kg
EAN de la caja interna	4038917082389
EAN de la caja	4038917001489

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

