



Descripción del artículo

Número de pedido	60.546.002
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 6 ml, (LxØ): 92 x 11,5 mm, material: PP, fondo redondo, tapón de rosca, neutro, cierre montado, estéril, 500 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	6 ml
Centrifugación máx (ACR)	4000 x g

Dimensiones

Diámetro	11.5 mm
Longitud del producto	92 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	neutro

Pureza y certificación

Cumple el requisito	IATA
Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación con electrones
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	500
unidades / caja	1000
unidades / pallet	56000
Profundidad de la caja	598 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	125 mm
Volumen de la caja	0.0298 cbm
Peso del producto	0.0031 kg
Peso de la caja	3.76 kg
EAN de la caja interna	4038917111768
EAN de la caja	4038917013376

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

