



### **Descripción del artículo**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Número de pedido         | 60.549  |
| Descripción del artículo | Tubo roscado, volumen de trabajo: 3,5 ml, (LxØ): 66 x 11,5 mm, material: PP, fondo cónico con faldón, transparente, tapón de rosca, neutro, cierre incluido, 1.000 unidades/bolsa |

### **Características del producto**

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Graduación               | no                      |
| Tipo de cierre           | tapón de rosca          |
| Forma del fondo          | fondo cónico con faldón |
| Volumen de trabajo       | 3,5 ml                  |
| Centrifugación máx (ACR) | 4000 x g                |

### **Dimensiones**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Diámetro              | 11.5 mm |
| Longitud del producto | 66 mm   |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Material del producto | Polipropileno (PP)                   |
| Color del producto    | transparente                         |
| Material de cierre    | Polietileno de alta densidad (HD-PE) |
| Color del cierre      | neutro                               |

### **Pureza y certificación**

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Cumple el requisito   | IATA                              |
| Categoría de producto | no es un producto sanitario   IVD |
| Con lotes             | no                                |

### **Presentación**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Pedido mínimo           | 2000          |
| Tipo de embalaje        | bolsa         |
| unidades / caja interna | 1000          |
| unidades / caja         | 2000          |
| unidades / pallet       | 84000         |
| Profundidad de la caja  | 398 mm        |
| Ancho de la caja        | 398 mm        |
| Altura de la caja       | 250 mm        |
| Volumen de la caja      | 0.0396 cbm    |
| Peso del producto       | 0.0022 kg     |
| Peso de la caja         | 5.03 kg       |
| EAN de la caja interna  | 4038917082402 |
| EAN de la caja          | 4038917001502 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

