



Descripción del artículo

Número de pedido	60.550.020
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 7 ml, (LxØ): 82 x 13 mm, material: PP, fondo plano, transparente, tapón de rosca, sin cierre, 1.000 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo plano
Volumen de trabajo	7 ml
Centrifugación máx (ACR)	4000 x g
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Dimensiones

Diámetro	13 mm
Altura del producto	82 mm
Longitud del producto	82 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 3000
Tipo de embalaje bolsa
unidades / caja interna 1000
unidades / caja 3000
unidades / pallet 48000
Volumen de la caja 0.0813 cbm
Peso del producto 0.0029 kg
Peso de la caja 10.25 kg
EAN de la caja interna 4038917112284
EAN de la caja 4038917032537

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

