



Descripción del artículo

Número de pedido	60.550.030
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 7 ml, (LxØ): 82 x 13 mm, material: PP, fondo redondo, transparente, sin cierre, 1000 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	7 ml
Centrifugación máx (ACR)	4000 x g
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Dimensiones

Diámetro	13 mm
Longitud del producto	82 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)
Color del producto transparente

Presentación

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1000
unidades / caja	3000
unidades / pallet	48000
Profundidad de la caja	432 mm
Ancho de la caja	499 mm
Altura de la caja	378 mm
Volumen de la caja	0.0833 cbm
Peso del producto	0 g
Peso de la caja	9.34 kg
EAN de la caja interna	4038917112352
EAN de la caja	4038917013628

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

