



Descripción del artículo

Número de pedido	60.550.109
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 7 ml, (LxØ): 82 x 13 mm, material: PP, fondo redondo, transparente, tapón de rosca, neutro, cierre montado, estéril, 100 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	7 ml
Centrifugación máx (ACR)	4000 x g

Dimensiones

Diámetro	13 mm
Diámetro de la abertura	11,55 mm
Longitud del producto	82 mm
Longitud incluido el tapón	82 mm
Longitud sin tapón	80.9 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	neutro

Pureza y certificación

Cumple el requisito	IATA
Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación con electrones
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	100
unidades / caja	1000
unidades / pallet	40000
Profundidad de la caja	598 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	165 mm
Volumen de la caja	0.0393 cbm
Peso del producto	0.0034 kg
Peso de la caja	3.99 kg
EAN de la caja interna	4038917112598
EAN de la caja	4038917013765

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

