



Descripción del artículo

Número de pedido	60.551.023
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 10 ml, (LxØ): 79 x 16 mm, material: PP, fondo redondo con faldón, transparente, tapón de rosca, sin cierre, 500 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo redondo con faldón
Volumen de trabajo	10 ml
Centrifugación máx (ACR)	4000 x g
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Dimensiones

Diámetro	16 mm
Altura del producto	79 mm
Longitud del producto	79 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 2000
Tipo de embalaje bolsa
unidades / caja interna 500
unidades / caja 2000
unidades / pallet 32000
Volumen de la caja 0.0813 cbm
Peso del producto 0.0024 kg
Peso de la caja 5.9 kg
EAN de la caja interna 4038917317801
EAN de la caja 4038917317795

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

