



Descripción del artículo

Número de pedido	60.557.010
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 4,5 ml, (LxØ): 75 x 12 mm, material: PP, fondo redondo, transparente, tapón de rosca, sin cierre, 1.000 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	4,5 ml
Centrifugación máx (ACR)	4000 x g
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Dimensiones

Diámetro	12 mm
Altura del producto	75 mm
Longitud del producto	75 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 1000
Tipo de embalaje bolsa
unidades / caja interna 1000
unidades / caja 2000
unidades / pallet 80000
Volumen de la caja 0.0382 cbm
Peso del producto 0.0021 kg
Peso de la caja 5.15 kg
EAN de la caja interna 4038917113366
EAN de la caja 4038917056441

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

