



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	60.558
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 5 ml, (LxØ): 57 x 15,3 mm, material: PP, fondo cónico con faldón, transparente, tapón de rosca, neutro, cierre incluido, 1.000 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo cónico con faldón
Volumen de trabajo	5 ml
Centrifugación máx (ACR)	5000 x g

### **Dimensiones**

Diámetro	15.3 mm
Longitud del producto	57 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	neutro

### **Pureza y certificación**

Cumple el requisito	IATA
Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1000
unidades / caja	1000
unidades / pallet	48000
Profundidad de la caja	388 mm
Ancho de la caja	378 mm
Altura de la caja	215 mm
Volumen de la caja	0.0315 cbm
Peso del producto	0.0037 kg
Peso de la caja	4.14 kg
EAN de la caja interna	4038917082464
EAN de la caja	4038917001540

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

