



Descripción del artículo

Número de pedido	60.596.001
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 60 ml, (LxØ): 126 x 30 mm, material: PP, fondo plano, transparente, tapón de rosca, neutro, cierre montado, estéril, 25 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	no
Tapón	tapón de rosca estándar
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo plano
Volumen de trabajo	60 ml
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Dimensiones

Diámetro	30 mm
Longitud del producto	126 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polipropileno (PP)
Color del cierre	neutro

Pureza y certificación

Cumple el requisito	hermético a 0,6 bar/10 min
Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación con electrones
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	250
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	25
unidades / caja	250
unidades / pallet	7000
Profundidad de la caja	588 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	255 mm
Volumen de la caja	0.0597 cbm
Peso del producto	0.015 kg
Peso de la caja	4.44 kg
EAN de la caja interna	4038917114134
EAN de la caja	4038917014199

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

