



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	60.597.001
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 120 ml, (LxØ): 114 x 44 mm, material: PP, fondo plano, transparente, tapón de rosca, neutro, cierre montado, estéril, 25 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo plano
Volumen de trabajo	120 ml

### **Dimensiones**

Diámetro	44 mm
Longitud del producto	114 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polipropileno (PP)
Color del cierre	neutro

### **Pureza y certificación**

Cumple el requisito	ADR
Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación con electrones
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	100
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	25
unidades / caja	100
unidades / pallet	3600
Profundidad de la caja	578 mm
Ancho de la caja	368 mm
Altura de la caja	195 mm
Volumen de la caja	0.0415 cbm
Peso del producto	0.0222 kg
Peso de la caja	2.76 kg
EAN de la caja interna	4038917114172
EAN de la caja	4038917014212

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

