



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	60.610.013
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 10 ml, (LxØ): 92 x 15,3 mm, material: PP, fondo redondo, transparente, tapón de rosca, sin cierre, 500 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	10 ml
Centrifugación máx (ACR)	3000 x g

### **Dimensiones**

Diámetro	15.3 mm
Longitud del producto	92 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Material del tubo	Polipropileno (PP)

### **Pureza y certificación**

Cumple el requisito	IATA
Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Ficha de seguridad	no
Con lotes	no

### **Presentación**

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	500
unidades / caja	1000
unidades / pallet	42000
Profundidad de la caja	388 mm
Ancho de la caja	378 mm
Altura de la caja	250 mm
Volumen de la caja	0.0367 cbm
Peso del producto	0.0042 kg
Peso de la caja	4.72 kg
EAN de la caja interna	4038917114745
EAN de la caja	4038917070249

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

