



Descripción del artículo

Número de pedido	60.610.300
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 10 ml, (LxØ): 92 x 15,3 mm, material: PP, fondo redondo, transparente, tapón de rosca, neutro, cierre montado, 100 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	10 ml
Centrifugación máx (ACR)	4000 x g
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Dimensiones

Diámetro	15.3 mm
Longitud del producto	92 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	neutro

Pureza y certificación

Cumple el requisito	IATA
Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	100
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	100
unidades / caja	1000
unidades / pallet	36000
Volumen de la caja	0.0492 cbm
Peso del producto	0.0046 kg
Peso de la caja	5.16 kg
EAN de la caja interna	4038917367882
EAN de la caja	4038917367875

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

