



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	60.9921.807
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 10 ml, (LxØ): 97 x 16 mm, material: PP, fondo plano, translúcido, 100 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Graduación	no
Forma del fondo	fondo plano
Volumen de trabajo	10 ml
Centrifugación máx (ACR)	5000 x g
Temperatura de centrifugación	21
Tiempo de centrifugación	15 Min

### **Dimensiones**

Diámetro	16 mm
Longitud del producto	97 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	translúcido
Material del tubo	Polipropileno (PP)

### **Pureza y certificación**

Cumple el requisito	sellado a 18"hg/10min
Libre de látex	sí
Apirógeno	no
Ficha de seguridad	no

### **Presentación**

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	100
unidades / caja	1000
unidades / pallet	48000
Profundidad de la caja	608 mm
Ancho de la caja	264 mm
Altura de la caja	324 mm
Volumen de la caja	0.0519 cbm
Peso de la caja	6.2 kg
EAN de la caja interna	4038917151009
EAN de la caja	4038917037204

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

