



Descripción del artículo

Número de pedido	60.9921.828
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 10 ml, (LxØ): 97 x 16 mm, material: PS, fondo cónico con faldón, transparente, tapón de rosca, neutro, cierre montado, 100 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	no
Tapón	tapón de rosca estándar
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo cónico con faldón
Volumen de trabajo	10 ml
Centrifugación máx (ACR)	5000 x g
Temperatura de centrifugación	21
Tiempo de centrifugación	15 Min

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Dimensiones

Diámetro	16 mm
Longitud del producto	97 mm

Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	neutro
Material del tubo	Poliestireno (PS)

Pureza y certificación

Cumple el requisito	sellado a 18"hg/10min
Libre de látex	sí
Apirógeno	no
Ficha de seguridad	no

Presentación

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	100
unidades / caja	1000
unidades / pallet	48000
Profundidad de la caja	608 mm
Ancho de la caja	264 mm
Altura de la caja	324 mm
Volumen de la caja	0.0519 cbm
Peso de la caja	8.4 kg
EAN de la caja interna	4038917151115
EAN de la caja	4038917037259

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

