



Descripción del artículo

Número de pedido	60.9922.241
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 25 ml, (LxØ): 90 x 25 mm, material: PP, fondo cónico con faldón, transparente, tapón de rosca, blanco, cierre montado, 500 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	no
Tapón	tapón de rosca estándar
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo cónico con faldón
Volumen de trabajo	25 ml
Centrifugación máx (ACR)	4500 x g

Dimensiones

Diámetro	25 mm
Longitud del producto	90 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	blanco

Pureza y certificación

Cumple el requisito	IATA
Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	500
unidades / caja	500
unidades / pallet	15000
Profundidad de la caja	608 mm
Ancho de la caja	324 mm
Altura de la caja	264 mm
Volumen de la caja	0.052 cbm
Peso del producto	0.0084 kg
Peso de la caja	4.86 kg
EAN de la caja interna	4038917151504
EAN de la caja	4038917027755

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

