



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	60.9922.934
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 12 ml, (LxØ): 99 x 16 mm, material: PS, fondo redondo, transparente, tapón de rosca, amarillo, cierre montado, estéril, 100 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Graduación	no
Tapón	tapón de rosca estándar
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	12 ml
Centrifugación máx (ACR)	5000 x g
Temperatura de centrifugación	21
Tiempo de centrifugación	15 Min

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Dimensiones**

Diámetro	16 mm
Longitud del producto	99 mm

### **Material y colores**

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	amarillo
Material del tubo	Poliestireno (PS)

### **Pureza y certificación**

Cumple el requisito	sellado a 18"hg/10min
Libre de látex	sí
Estándar de pureza	estéril
Apirógeno	no
Ficha de seguridad	no

### **Presentación**

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	100
unidades / caja	1000
unidades / pallet	40000
Profundidad de la caja	604 mm
Ancho de la caja	264 mm
Altura de la caja	373 mm
Volumen de la caja	0.06 cbm
Peso de la caja	7.3 kg
EAN de la caja interna	4038917153416
EAN de la caja	4038917037402

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

