



Descripción del artículo

Número de pedido	60.9922.936
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 12 ml, (LxØ): 99 x 16 mm, material: PC, fondo redondo, transparente, tapón de rosca, blanco, cierre incluido, 1.000 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	no
Tapón	tapón de rosca estándar
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	12 ml
Centrifugación máx (ACR)	8800 x g
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Dimensiones

Diámetro	16 mm
Longitud del producto	99 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto	Policarbonato (PC)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polipropileno (PP)
Color del cierre	blanco
Material del tubo	Policarbonato (PC)

Pureza y certificación

Cumple el requisito	ADR
Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Libre de látex	sí
Ficha de seguridad	no
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1000
unidades / caja	1000
unidades / pallet	24000
Profundidad de la caja	604 mm
Ancho de la caja	373 mm
Altura de la caja	264 mm
Volumen de la caja	0.0595 cbm
Peso del producto	0.0076 kg
Peso de la caja	8.4 kg
EAN de la caja interna	4038917153423
EAN de la caja	4038917027816

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

