



Descripción del artículo

Número de pedido	60.9922.939
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 8 ml, (LxØ): 94 x 14 mm, material: PC, fondo redondo, transparente, tapón de rosca, blanco, cierre incluido, 500 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	no
Tapón	tapón de rosca estándar
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	8 ml
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Dimensiones

Diámetro	14 mm
Longitud del producto	94 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto	Policarbonato (PC)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polipropileno (PP)
Color del cierre	blanco
Material del tubo	Policarbonato (PC)

Pureza y certificación

Cumple el requisito	sellado a 18"hg/10min
Libre de látex	sí
Apirógeno	no
Ficha de seguridad	no

Presentación

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	500
unidades / caja	1000
unidades / pallet	48000
Profundidad de la caja	608 mm
Ancho de la caja	264 mm
Altura de la caja	324 mm
Volumen de la caja	0.0577 cbm
Peso de la caja	7.5 kg
EAN de la caja interna	4038917153454
EAN de la caja	4038917027830

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

