



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	60.9922.941
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 8 ml, (LxØ): 94 x 14 mm, material: PC, fondo redondo, tapón de rosca, amarillo, cierre montado, estéril, 100 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	8 ml
Centrifugación máx (ACR)	8800 x g

### **Dimensiones**

Diámetro	14 mm
Longitud del producto	94 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto	Policarbonato (PC)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polipropileno (PP)
Color del cierre	amarillo

### **Pureza y certificación**

Cumple el requisito	ADR
Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación gamma
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	100
unidades / caja	1000
unidades / pallet	36000
Profundidad de la caja	608 mm
Ancho de la caja	324 mm
Altura de la caja	264 mm
Volumen de la caja	0.052 cbm
Peso del producto	0.0064 kg
Peso de la caja	7.2 kg
EAN de la caja interna	4038917153478
EAN de la caja	4038917027847

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

