



Descripción del artículo

Número de pedido	60.9924.296
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 10 ml, (LxØ): 100 x 16 mm, material: PP, forma del fondo: cónico, transparente, tapón de rosca, neutro, cierre incluido, estéril, 1.000 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	cónico
Volumen de trabajo	10 ml
Centrifugación máx (ACR)	4000 x g

Dimensiones

Diámetro	16 mm
Longitud del producto	100 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	neutro

Pureza y certificación

Cumple el requisito	IATA
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación con electrones
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1000
unidades / caja	1000
unidades / pallet	32000
Peso del producto	0.0056 kg
Peso de la caja	6.2 kg
EAN de la caja interna	4038917556811
EAN de la caja	4038917556804

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

