



**Especificaciones del producto**  
**Tubo, 12 ml, (LxØ): 95 x 16,5 mm, PS, con impresión**

**Página 1**



### Descripción del artículo

Número de pedido	62.470
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 12 ml, (LxØ): 95 x 16,5 mm, material: PS, fondo plano, transparente, tapón a presión, sin cierre, con impresión, etiqueta/impresión: blanco, con escala, 500 unidades/bolsa

### Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con impresión
Color impresión/etiqueta	blanco
Graduación	sí
Tipo de cierre	tapón a presión
Forma del fondo	fondo plano
Volumen de trabajo	12 ml
Centrifugación máx (ACR)	3500 x g

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-03

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



### **Dimensiones**

Diámetro	16.5 mm
Longitud del producto	95 mm

### **Material y colores**

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	transparente

### **Pureza y certificación**

Cumple el requisito	hermético a 0,6 bar/10 min
Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	500
unidades / caja	1000
unidades / pallet	36000
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	300 mm
Volumen de la caja	0.0475 cbm
Peso del producto	0.0055 kg
Peso de la caja	6.21 kg
EAN de la caja interna	4038917081788
EAN de la caja	4038917000895

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

