



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	62.470.300
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 12 ml, (LxØ): 95 x 16,5 mm, material: PS, fondo plano, transparente, tapón a presión, con impresión, etiqueta/impresión: blanco, con escala, 500 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Etiqueta/ Impresión	con impresión
Color impresión/etiqueta	blanco
Graduación	sí
Tipo de cierre	tapón a presión
Forma del fondo	fondo plano
Volumen de trabajo	12 ml

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Especificaciones del producto**  
**Tubo, 12 ml, (LxØ): 95 x 16,5 mm, PS, con impresión**

**Página 2**

**Dimensiones**

Diámetro	16.5 mm
Altura del producto	95 mm
Longitud del producto	95 mm

**Material y colores**

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	transparente

**Pureza y certificación**

Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Con lotes	sí

**Presentación**

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	500
unidades / caja	1000
unidades / pallet	36000
Volumen de la caja	0.0492 cbm
Peso del producto	0.0056 kg
Peso de la caja	6.09 kg
EAN de la caja interna	4038917368001
EAN de la caja	4038917367998

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**