



### **Descripción del artículo**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Número de pedido         | 62.476.017   |
| Descripción del artículo | Tubo, volumen de trabajo: 5 ml, (LxØ): 75 x 12 mm, material: PS, fondo redondo, transparente, tapón a presión, con impresión, etiqueta/impresión: azul, con escala, 1.000 unidades/bolsa |

### **Características del producto**

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Etiqueta/ Impresión      | con impresión   |
| Color impresión/etiqueta | azul            |
| Graduación               | sí              |
| Tipo de cierre           | tapón a presión |
| Forma del fondo          | fondo redondo   |
| Volumen de trabajo       | 5 ml            |
| Centrifugación máx (ACR) | 3500 x g        |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Dimensiones**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Diámetro              | 12 mm |
| Altura del producto   | 75 mm |
| Longitud del producto | 75 mm |

### **Material y colores**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Material del producto | Poliestireno (PS) |
| Color del producto    | transparente      |

### **Pureza y certificación**

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Categoría de producto | no es un producto sanitario   IVD |
| Con lotes             | sí                                |

### **Presentación**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Pedido mínimo           | 1000          |
| Tipo de embalaje        | bolsa         |
| unidades / caja interna | 1000          |
| unidades / caja         | 2000          |
| unidades / pallet       | 80000         |
| Volumen de la caja      | 0.0382 cbm    |
| Peso del producto       | 0.0026 kg     |
| Peso de la caja         | 6.2 kg        |
| EAN de la caja interna  | 4038917107358 |
| EAN de la caja          | 4038917032629 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

