



Descripción del artículo

Número de pedido	62.486
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 7 ml, (LxØ): 50 x 16 mm, material: PS, fondo plano, transparente, tapón a presión, con impresión, etiqueta/impresión: blanco, con escala, 1.000 unidades/bolsa

Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con impresión
Color impresión/etiqueta	blanco
Graduación	sí
Tipo de cierre	tapón a presión
Forma del fondo	fondo plano
Volumen de trabajo	7 ml
Centrifugación máx (ACR)	2500 x g

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Dimensiones

Diámetro	16 mm
Longitud del producto	50 mm

Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	transparente

Pureza y certificación

Cumple el requisito	hermético a 0,6 bar/10 min
Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	2000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1000
unidades / caja	2000
unidades / pallet	72000
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	300 mm
Volumen de la caja	0.0475 cbm
Peso del producto	0.0028 kg
Peso de la caja	6.37 kg
EAN de la caja interna	4038917081931
EAN de la caja	4038917001045

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

