



Descripción del artículo

Número de pedido	62.492
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 10 ml, (LxØ): 95 x 16,8 mm, material: PS, fondo redondo, transparente, tapón a presión, con impresión, etiqueta/impresión: blanco, con escala, 500 unidades/bolsa

Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con impresión
Color impresión/etiqueta	blanco
Graduación	sí
Tipo de cierre	tapón a presión
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	10 ml
Centrifugación máx (ACR)	4000 x g

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Tubo, 10 ml, (LxØ): 95 x 16,8 mm, PS, con impresión

Página 2

Dimensiones

Diámetro 16.8 mm
Longitud del producto 95 mm

Material y colores

Material del producto Poliestireno (PS)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Cumple el requisito hermético a 0,6 bar/10 min
Categoria de producto In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE CE
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 1000
Tipo de embalaje bolsa
unidades / caja interna 500
unidades / caja 1000
unidades / pallet 36000
Profundidad de la caja 398 mm
Ancho de la caja 398 mm
Altura de la caja 300 mm
Volumen de la caja 0.0475 cbm
Peso del producto 0.0058 kg
Peso de la caja 6.46 kg
EAN de la caja interna 4038917081993
EAN de la caja 4038917001106

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-03

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT