



Especificaciones del producto
Tubo, 13 ml, (LxØ): 100 x 16 mm, PP, con impresión

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	62.515.006
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 13 ml, (LxØ): 100 x 16 mm, material: PP, fondo redondo, transparente, tapón a presión, neutro, cierre montado, con impresión, etiqueta/impresión: blanco, con escala, estéril, 25 unidades/bolsa

Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con impresión
Color impresión/etiqueta	blanco
Graduación	sí
Tapón	Tapón con ventilación
Tipo de cierre	tapón a presión
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	13 ml
Centrifugación máx (ACR)	3000 x g

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-03

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Tubo, 13 ml, (LxØ): 100 x 16 mm, PP, con impresión

Dimensiones

Diámetro	16 mm
Longitud del producto	100 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de baja densidad (LD-PE)
Color del cierre	neutro

Pureza y certificación

Cumple el requisito	hermético a 0,6 bar/10 min
Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación con electrones
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	25
unidades / caja	500
unidades / pallet	24000
Profundidad de la caja	598 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	145 mm
Volumen de la caja	0.0345 cbm
Peso del producto	0.0049 kg
Peso de la caja	3.05 kg
EAN de la caja interna	4038917108836
EAN de la caja	4038917012263

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

