



### Descripción del artículo

Número de pedido	62.526.028
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 5 ml, (LxØ): 75 x 12 mm, material: PP, fondo redondo, transparente, tapón a presión, neutro, cierre montado, con impresión, etiqueta/impresión: blanco, con escala, estéril, 1 unidades/blíster

### Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con impresión
Color impresión/etiqueta	blanco
Graduación	sí
Tapón	Tapón con ventilación
Tipo de cierre	tapón a presión
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	5 ml
Centrifugación máx (ACR)	5000 x g

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Dimensiones**

Diámetro	12 mm
Longitud del producto	75 mm

### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de baja densidad (LD-PE)
Color del cierre	neutro

### **Pureza y certificación**

Cumple el requisito	hermético a 0,6 bar/10 min
Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación con electrones
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	blíster
unidades / caja interna	100
unidades / caja	500
unidades / pallet	18000
Profundidad de la caja	578 mm
Ancho de la caja	368 mm
Altura de la caja	195 mm
Volumen de la caja	0.0415 cbm
Peso del producto	0.0029 kg
Peso de la caja	2.82 kg
EAN de la caja interna	4038917109475
EAN de la caja	4038917012492

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

