



**Especificaciones del producto**  
**Tubo roscado, 13 ml, (LxØ): 101 x 16,5 mm, PP,**  
**con impresión**

**Página 1**



**Descripción del artículo**

Número de pedido	62.541.119
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 13 ml, (LxØ): 101 x 16,5 mm, material: PP, fondo redondo con faldón, transparente, tapón de rosca, sin cierre, con impresión, etiqueta/impresión: blanco, con escala, 500 unidades/bolsa

**Características del producto**

Etiqueta/ Impresión	con impresión
Color impresión/etiqueta	blanco
Graduación	sí
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo redondo con faldón
Volumen de trabajo	13 ml
Centrifugación máx (ACR)	4000 x g
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**Tubo roscado, 13 ml, (LxØ): 101 x 16,5 mm, PP,**  
**con impresión**

**Página 2**

**Dimensiones**

Diámetro	16.5 mm
Altura del producto	101 mm
Longitud del producto	101 mm

**Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente

**Pureza y certificación**

Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Con lotes	sí

**Presentación**

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	500
unidades / caja	1000
unidades / pallet	32000
Volumen de la caja	0.0558 cbm
Peso del producto	0.0067 kg
Peso de la caja	7.2 kg
EAN de la caja interna	4038917110976
EAN de la caja	4038917071376

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**