



Descripción del artículo

Número de pedido	62.543.030
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 30 ml, (LxØ): 107 x 25 mm, material: PP, fondo cónico con faldón, blanco, tapón de rosca, neutro, cierre montado, con impresión, etiqueta/impresión: negra, con escala, 125 unidades/bolsa

Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con impresión
Color impresión/etiqueta	negra
Graduación	sí
Tipo de cierre	tapón de rosca
Protección de la luz	sí
Forma del fondo	fondo cónico con faldón
Volumen de trabajo	30 ml
Centrifugación máx (ACR)	8800 x g

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto

Tubo roscado, 30 ml, (LxØ): 107 x 25 mm, PP, con impresión

Página 2

Dimensiones

Diámetro	25 mm
Longitud del producto	107 mm
Longitud incluido el tapón	110 mm
Longitud sin tapón	107 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	blanco
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	neutro

Pureza y certificación

Cumple el requisito	ADR
Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	125
unidades / caja	500
unidades / pallet	12000
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	415 mm
Volumen de la caja	0.0657 cbm
Peso del producto	0.0122 kg
Peso de la caja	6.84 kg
EAN de la caja interna	4038917111713
EAN de la caja	4038917076203

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-19

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT