



### Descripción del artículo

Número de pedido	62.547.004
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 50 ml, (LxØ): 114 x 28 mm, material: PP, fondo cónico, transparente, HD-PE, tapón: rojo, cierre montado, con impresión, etiqueta/impresión: azul/blanco, con escala, libre de ADN/DNasa/RNasa, libre de pirógenos/endotoxinas, no citotóxico, estéril, 25 unidades/contenedor de poliestireno expandido

### Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con impresión
Color impresión/etiqueta	azul/blanco
Graduación	sí
Tapón	tapón de rosca estándar
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo cónico
Volumen de trabajo	50 ml
Centrifugación máx (ACR)	20000 x g

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Dimensiones**

Diámetro	28 mm
Longitud del producto	114 mm

### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	rojo

### **Pureza y certificación**

Cumple el requisito	ADR
Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	libre de ADN/DNasa/RNasa, libre de pirógenos/endotoxinas, no citotóxico, estéril
Esterilización	Irradiación con electrones
Apirógeno	sí
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	300
Tipo de embalaje	contenedor de poliestireno expandido
unidades / caja interna	25
unidades / caja	300
unidades / pallet	8400
Profundidad de la caja	588 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	255 mm
Volumen de la caja	0.0597 cbm
Peso del producto	0.0128 kg
Peso de la caja	4.83 kg
EAN de la caja interna	4038917111829
EAN de la caja	4038917013413

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

