



## Especificaciones del producto

### Tubo roscado, 50 ml, (LxØ): 114 x 28 mm, PP, con impresión

Página 1



### Descripción del artículo

Número de pedido	62.548.101
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 50 ml, (LxØ): 114 x 28 mm, material: PP, fondo cónico, transparente, HD-PE, tapón: rojo, cierre incluido, con impresión, etiqueta/impresión: blanco/azul, con escala, 25 unidades/bolsa

### Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con impresión
Color impresión/etiqueta	blanco/azul
Graduación	sí
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo cónico
Volumen de trabajo	50 ml
Centrifugación máx (ACR)	20000 x g
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-01

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



### **Dimensiones**

Diámetro	28 mm
Longitud del producto	114 mm

### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	rojo

### **Pureza y certificación**

Cumple el requisito	IATA
Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	300
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	25
unidades / caja	300
unidades / pallet	8400
Volumen de la caja	0.0649 cbm
Peso del producto	0.0149 kg
Peso de la caja	4.99 kg
EAN de la caja interna	4038917376280
EAN de la caja	4038917376273

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

