




**Especificaciones del producto**  
**Tubo roscado, 7 ml, (LxØ): 82 x 13 mm, PP, con impresión**



**Descripción del artículo**

Número de pedido	62.550.042
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 7 ml, (LxØ): 82 x 13 mm, material: PP, fondo redondo, transparente, tapón de rosca, neutro, sin cierre, con impresión, etiqueta/impresión: blanco, con escala, 1.000 unidades/bolsa

**Características del producto**

Etiqueta/ Impresión	con impresión
Color impresión/etiqueta	blanco
Graduación	sí
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	7 ml
Centrifugación máx (ACR)	4000 x g
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Especificaciones del producto**  
**Tubo roscado, 7 ml, (LxØ): 82 x 13 mm, PP, con impresión**

**Dimensiones**

Diámetro	13 mm
Altura del producto	82 mm
Longitud del producto	82 mm

**Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	neutro
Material del tubo	Polipropileno (PP)

**Pureza y certificación**

Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Con lotes	sí

**Presentación**

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1000
unidades / caja	1000
unidades / pallet	56000
Volumen de la caja	0.029 cbm
Peso del producto	0.0039 kg
Peso de la caja	4.38 kg
EAN de la caja interna	4038917112451
EAN de la caja	4038917028264

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

