



Descripción del artículo

Número de pedido	62.551.011
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 10 ml, (LxØ): 79 x 16 mm, material: PP, fondo redondo con faldón, transparente, tapón de rosca, neutro, cierre incluido, con impresión, etiqueta/impresión: blanco, con escala, 500 unidades/bolsa

Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con impresión
Color impresión/etiqueta	blanco
Graduación	sí
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo redondo con faldón
Volumen de trabajo	10 ml
Centrifugación máx (ACR)	4000 x g
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Tubo roscado, 10 ml, (LxØ): 79 x 16 mm, PP, con impresión

Página 2

Dimensiones

Diámetro 16 mm
Longitud del producto 79 mm

Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)
Color del producto transparente
Material de cierre Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre neutro

Pureza y certificación

Cumple el requisito IATA
Categoria de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 1000
Tipo de embalaje bolsa
unidades / caja interna 500
unidades / caja 1000
unidades / pallet 30000
Volumen de la caja 0.046 cbm
Peso del producto 0.0048 kg
Peso de la caja 5.35 kg
EAN de la caja interna 4038917112772
EAN de la caja 4038917033404

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-17

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT