



Descripción del artículo

Número de pedido	62.551.201
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 10 ml, (LxØ): 79 x 16 mm, material: PP, fondo redondo con faldón, transparente, tapón de rosca, neutro, cierre montado, con impresión, etiqueta/impresión: blanco, con escala, estéril, 100 unidades/bolsa

Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con impresión
Color impresión/etiqueta	blanco
Graduación	sí
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo redondo con faldón
Volumen de trabajo	10 ml
Centrifugación máx (ACR)	4000 x g

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Tubo roscado, 10 ml, (LxØ): 79 x 16 mm, PP, con impresión

Dimensiones

Diámetro	16 mm
Longitud del producto	79 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Poliétileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	neutro

Pureza y certificación

Cumple el requisito	IATA
Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación con electrones
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	100
unidades / caja	1000
unidades / pallet	36000
Profundidad de la caja	413 mm
Ancho de la caja	257 mm
Altura de la caja	464 mm
Volumen de la caja	0.0492 cbm
Peso del producto	0.0044 kg
Peso de la caja	5.04 kg
EAN de la caja interna	4038917112901
EAN de la caja	4038917072113

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

