



Descripción del artículo

| | |
|--------------------------|---|
| Número de pedido | 62.553.001 |
| Descripción del artículo | Tubo roscado, volumen de trabajo: 15 ml, (LxØ): 120 x 17 mm, material: PS, fondo cónico, transparente, tapón de rosca, rojo, cierre incluido, con impresión, etiqueta/impresión: blanco/azul, con escala, 50 unidades/bolsa |

Características del producto

| | |
|--------------------------|----------------|
| Etiqueta/ Impresión | con impresión |
| Color impresión/etiqueta | blanco/azul |
| Graduación | sí |
| Tipo de cierre | tapón de rosca |
| Forma del fondo | fondo cónico |
| Volumen de trabajo | 15 ml |
| Centrifugación máx (ACR) | 4100 x g |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Tubo roscado, 15 ml, (LxØ): 120 x 17 mm, PS, con impresión

Página 2

Dimensiones

Diámetro 17 mm
Longitud del producto 120 mm

Material y colores

Material del producto Poliestireno (PS)
Color del producto transparente
Material de cierre Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre rojo

Pureza y certificación

Cumple el requisito IATA
Categoria de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 500
Tipo de embalaje bolsa
unidades / caja interna 50
unidades / caja 500
unidades / pallet 20000
Volumen de la caja 0.0382 cbm
Peso del producto 0.0086 kg
Peso de la caja 4.54 kg
EAN de la caja interna 4038917112932
EAN de la caja 4038917033428

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT