



### Descripción del artículo

Número de pedido	62.553.042
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 15 ml, (LxØ): 120 x 17 mm, material: PS, fondo cónico, transparente, tapón de rosca, amarillo, cierre montado, con impresión, etiqueta/impresión: blanco/azul, con escala, estéril, 50 unidades/contenedor de poliestireno expandido

### Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con impresión
Color impresión/etiqueta	blanco/azul
Graduación	sí
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo cónico
Volumen de trabajo	15 ml
Centrifugación máx (ACR)	4100 x g

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





## Especificaciones del producto

### Tubo roscado, 15 ml, (LxØ): 120 x 17 mm, PS, con impresión

Página 2

#### Dimensiones

Diámetro	17 mm
Longitud del producto	120 mm

#### Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	amarillo

#### Pureza y certificación

Cumple el requisito	hermético a 0,6 bar/10 min
Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación con electrones
Apirógeno	sí
Con lotes	sí

#### Presentación

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	contenedor de poliestireno expandido
unidades / caja interna	50
unidades / caja	500
unidades / pallet	16000
Profundidad de la caja	648 mm
Ancho de la caja	420 mm
Altura de la caja	145 mm
Volumen de la caja	0.0395 cbm
Peso del producto	0.0074 kg
Peso de la caja	4.64 kg
EAN de la caja interna	4038917112970
EAN de la caja	4038917013864

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**