



Descripción del artículo

Número de pedido	62.553.542
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 15 ml, (LxØ): 120 x 17 mm, material: PS, fondo cónico, transparente, tapón de rosca, amarillo, cierre montado, con impresión, etiqueta/impresión: blanco/azul, con escala, estéril, 50 unidades/bolsa

Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con impresión
Color impresión/etiqueta	blanco/azul
Graduación	sí
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo cónico
Volumen de trabajo	15 ml
Centrifugación máx (ACR)	4100 x g

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Dimensiones

Diámetro	17 mm
Longitud del producto	120 mm

Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	amarillo

Pureza y certificación

Cumple el requisito	hermético a 0,6 bar/10 min
Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación con electrones
Apirógeno	sí
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	50
unidades / caja	500
unidades / pallet	24000
Profundidad de la caja	391 mm
Ancho de la caja	219 mm
Altura de la caja	429 mm
Volumen de la caja	0.0367 cbm
Peso del producto	0.0085 kg
Peso de la caja	4.26 kg
EAN de la caja interna	4038917113007
EAN de la caja	4038917013871

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

