



Descripción del artículo

Número de pedido	62.554.009
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 15 ml, (LxØ): 120 x 17 mm, material: PP, fondo cónico, transparente, tapón de rosca, azul, cierre montado, con impresión, etiqueta/impresión: blanco, con escala, 50 unidades/bolsa

Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con impresión
Color impresión/etiqueta	blanco
Graduación	sí
Tapón	tapón de rosca estándar
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo cónico
Volumen de trabajo	15 ml
Centrifugación máx (ACR)	10500 x g

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Tubo roscado, 15 ml, (LxØ): 120 x 17 mm, PP, con impresión

Dimensiones

Diámetro 17 mm
Longitud del producto 120 mm

Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)
Color del producto transparente
Material de cierre Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre azul

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 500
Tipo de embalaje bolsa
unidades / caja interna 50
unidades / caja 500
unidades / pallet 28000
Profundidad de la caja 380 mm
Ancho de la caja 280 mm
Altura de la caja 220 mm
Volumen de la caja 0.0234 cbm
Peso del producto 0.0065 kg
Peso de la caja 3.87 kg
EAN de la caja interna 4038917405829
EAN de la caja 4038917405812

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

