



Descripción del artículo

Número de pedido	62.554.100
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 15 ml, (LxØ): 120 x 17 mm, material: PP, fondo cónico, transparente, tapón de rosca, rojo, cierre montado, con impresión, etiqueta/impresión: blanco/azul, con escala, libre de ADN/DNasa/RNasa, libre de pirógenos/endotoxinas, no citotóxico, estéril, 50 unidades/gradilla

Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con impresión
Color impresión/etiqueta	blanco/azul
Graduación	sí
Tapón	tapón de rosca estándar
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo cónico
Volumen de trabajo	15 ml
Centrifugación máx (ACR)	20000 x g

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Dimensiones

Diámetro 17 mm
Longitud del producto 120 mm

Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)
Color del producto transparente
Material de cierre Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre rojo

Pureza y certificación

Cumple el requisito IATA
Categoria de producto no es un producto sanitario | IVD
Estándar de pureza libre de ADN/DNasa/RNasa, libre de pirógenos/endotoxinas, no citotóxico, estéril
Esterilización Irradiación con electrones
Apirógeno sí
No citotóxico sí
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 25000
Tipo de embalaje gradilla
unidades / caja interna 50
unidades / caja 500
unidades / pallet 18000
Volumen de la caja 0.0436 cbm
Peso del producto 0.0074 kg
Peso de la caja 4.56 kg
EAN de la caja interna 4038917376341
EAN de la caja 4038917376334

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

