



Especificaciones del producto

Tubo roscado, 15 ml, (LxØ): 120 x 17 mm, PP, con impresión

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	62.554.101
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 15 ml, (LxØ): 120 x 17 mm, material: PP, fondo cónico, transparente, tapón de rosca, rojo, cierre incluido, con impresión, etiqueta/impresión: blanco/azul, con escala, 50 unidades/bolsa

Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con impresión
Color impresión/etiqueta	blanco/azul
Graduación	sí
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo cónico
Volumen de trabajo	15 ml
Centrifugación máx (ACR)	20000 x g
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-08-17

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Dimensiones

Diámetro 17 mm
Longitud del producto 120 mm

Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)
Color del producto transparente
Material de cierre Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre rojo

Pureza y certificación

Cumple el requisito IATA
Categoria de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 500
Tipo de embalaje bolsa
unidades / caja interna 50
unidades / caja 500
unidades / pallet 20000
Volumen de la caja 0.0382 cbm
Peso del producto 0.007 kg
Peso de la caja 3.99 kg
EAN de la caja interna 4038917376310
EAN de la caja 4038917376303

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

