



**Especificaciones del producto**  
**Tubo roscado, 30 ml, (LxØ): 84 x 30 mm, PP, con impresión**

**Página 1**



### Descripción del artículo

Número de pedido	62.555.001
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 30 ml, (LxØ): 84 x 30 mm, material: PP, fondo plano, transparente, tapón de rosca, neutro, cierre montado, con impresión, etiqueta/impresión: blanco, con escala, estéril, 50 unidades/bolsa

### Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con impresión
Color impresión/etiqueta	blanco
Graduación	sí
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo plano
Volumen de trabajo	30 ml

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-01

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



### **Dimensiones**

Diámetro	30 mm
Longitud del producto	84 mm

### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polipropileno (PP)
Color del cierre	neutro

### **Pureza y certificación**

Cumple el requisito	hermético a 0,6 bar/10 min
Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación con electrones
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	450
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	50
unidades / caja	450
unidades / pallet	12600
Profundidad de la caja	588 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	255 mm
Volumen de la caja	0.0597 cbm
Peso del producto	0.011 kg
Peso de la caja	5.71 kg
EAN de la caja interna	4038917113205
EAN de la caja	4038917013949

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

