



### Descripción del artículo

Número de pedido	62.557.002
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 4,5 ml, (LxØ): 75 x 12 mm, material: PP, fondo redondo, transparente, tapón de rosca, neutro, cierre incluido, con impresión, etiqueta/impresión: blanco, con escala, 1.000 unidades/bolsa

### Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con impresión
Color impresión/etiqueta	blanco
Graduación	sí
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	4,5 ml
Centrifugación máx (ACR)	4000 x g
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Especificaciones del producto**  
**Tubo roscado, 4,5 ml, (LxØ): 75 x 12 mm, PP, con impresión**

**Página 2**

**Dimensiones**

Diámetro 12 mm  
Longitud del producto 75 mm

**Material y colores**

Material del producto Polipropileno (PP)  
Color del producto transparente  
Material de cierre Polietileno de alta densidad (HD-PE)  
Color del cierre neutro  
Material del tubo Polipropileno (PP)

**Pureza y certificación**

Cumple el requisito IATA  
Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD  
Con lotes sí

**Presentación**

Pedido mínimo 1000  
Tipo de embalaje bolsa  
unidades / caja interna 1000  
unidades / caja 1000  
unidades / pallet 56000  
Volumen de la caja 0.029 cbm  
Peso del producto 0.0046 kg  
Peso de la caja 5.15 kg  
EAN de la caja interna 4038917113342  
EAN de la caja 4038917065092

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**