



Descripción del artículo

Número de pedido	62.557.012
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 4,5 ml, (LxØ): 75 x 12 mm, material: PP, fondo redondo, transparente, tapón de rosca, neutro, cierre montado, con impresión, etiqueta/impresión: blanco, con escala, estéril, 100 unidades/bolsa

Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con impresión
Color impresión/etiqueta	blanco
Graduación	sí
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	4,5 ml
Centrifugación máx (ACR)	5000 x g

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Tubo roscado, 4,5 ml, (LxØ): 75 x 12 mm, PP, con impresión

Página 2

Dimensiones

Diámetro 12 mm
Longitud del producto 75 mm

Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)
Color del producto transparente
Material de cierre Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre neutro

Pureza y certificación

Cumple el requisito IATA
Categoria de producto no es un producto sanitario | IVD
Estándar de pureza estéril
Esterilización Irradiación con electrones
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 1000
Tipo de embalaje bolsa
unidades / caja interna 100
unidades / caja 1000
unidades / pallet 56000
Volumen de la caja 0.029 cbm
Peso del producto 0.0046 kg
Peso de la caja 5.15 kg
EAN de la caja interna 4038917225762
EAN de la caja 4038917225755

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-08-17

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT