



Especificaciones del producto
Tubo roscado, 5 ml, (LxØ): 57 x 15,3 mm, PP, con impresión

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	62.558.201
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 5 ml, (LxØ): 57 x 15,3 mm, material: PP, fondo cónico con faldón, transparente, tapón de rosca, neutro, cierre montado, con impresión, etiqueta/impresión: blanco, Campo de rotulación, con escala, estéril, 100 unidades/bolsa

Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con impresión
Color impresión/etiqueta	blanco
Graduación	sí
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo cónico con faldón
Volumen de trabajo	5 ml
Centrifugación máx (ACR)	5000 x g

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-03

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Dimensiones

Diámetro	15.3 mm
Longitud del producto	57 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Poliuretano de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	neutro

Pureza y certificación

Cumple el requisito	IATA
Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación con electrones
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	100
unidades / caja	1000
unidades / pallet	48000
Profundidad de la caja	598 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	145 mm
Volumen de la caja	0.0345 cbm
Peso del producto	0.0037 kg
Peso de la caja	4.25 kg
EAN de la caja interna	4038917113472
EAN de la caja	4038917280730

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

