



Descripción del artículo

Número de pedido	62.559
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 50 ml, (LxØ): 115 x 28 mm, material: PP, fondo cónico con faldón, transparente, tapón de rosca, rojo, cierre montado, con impresión, etiqueta/impresión: azul/blanco, con escala, libre de ADN/DNasa/RNasa, libre de pirógenos/endotoxinas, no citotóxico, 25 unidades/bolsa

Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con impresión
Color impresión/etiqueta	azul/blanco
Graduación	sí
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo cónico con faldón
Volumen de trabajo	50 ml
Centrifugación máx (ACR)	8000 x g

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Dimensiones

Diámetro	28 mm
Longitud del producto	115 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	rojo

Pureza y certificación

Cumple el requisito	ADR
Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	libre de ADN/DNasa/RNasa, libre de pirógenos/endotoxinas, no citotóxico
Apirógeno	sí
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	300
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	25
unidades / caja	300
unidades / pallet	7200
Profundidad de la caja	588 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	270 mm
Volumen de la caja	0.0632 cbm
Peso del producto	0.0145 kg
Peso de la caja	5.06 kg
EAN de la caja interna	4038917265232
EAN de la caja	4038917265188

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

