



**Especificaciones del producto**  
**Tubo roscado, 10 ml, (LxØ): 92 x 15,3 mm, PP,**  
**con impresión**

**Página 1**



**Descripción del artículo**

Número de pedido	62.610.115
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 10 ml, (LxØ): 92 x 15,3 mm, material: PP, fondo redondo, transparente, tapón de rosca, neutro, cierre incluido, con impresión, etiqueta/impresión: blanco, con escala, 100 unidades/bolsa

**Características del producto**

Etiqueta/ Impresión	con impresión
Color impresión/etiqueta	blanco
Graduación	sí
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	10 ml

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**Tubo roscado, 10 ml, (LxØ): 92 x 15,3 mm, PP,**  
**con impresión**

**Dimensiones**

Diámetro 15.3 mm  
Longitud del producto 92 mm

**Material y colores**

Material del producto Polipropileno (PP)  
Color del producto transparente  
Material de cierre Polietileno de alta densidad (HD-PE)  
Color del cierre neutro  
Material del tubo Polipropileno (PP)

**Pureza y certificación**

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD  
Con lotes sí

**Presentación**

Pedido mínimo 50000  
Tipo de embalaje bolsa  
unidades / caja interna 100  
unidades / caja 1000  
unidades / pallet 36000  
Volumen de la caja 0.0492 cbm  
Peso del producto 0.0052 kg  
Peso de la caja 5.7 kg  
EAN de la caja interna 4038917265478  
EAN de la caja 4038917265461

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

